

Kā pareizi izvēlēties savu Sportlast izmēru?

Visas Sportlast garās zeķes, pusgarās zeķes un apakšstilba vai augšstilba calf cleeve izmēri tiek mērīti attiecīgie apkārtmēra perimetri. Kājas apavu izmērs ir atbilstošs izvēloties tikai īsās zeķes.

IZMĒRU ATTIECĪBAS

KĀJAS GARĀS ZEĶES

	XS	S	M	L	XL
 B	30-33 cm	33-36 cm	36-39 cm	39-42 cm	42-45 cm
Ceļa apkārtmērs					
 A	19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm	25-27 cm	27-29 cm
tītes apkārtmērs					

Calf sleeve

AUGŠSTILBAM




Augšstilba apkārtmērs

	S	M	L	XL
A	40-45 cm	45-50 cm	50-55 cm	55-60 cm

PUSGARĀS ZEĶES

	XS	S	M	L	XL
 B	30-33 cm	33-36 cm	36-39 cm	39-42 cm	42-45 cm
Ceļa apkārtmērs					
 A	19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm	25-27 cm	27-29 cm
Potītes apkārtmērs					

Calf sleeve APAKŠSTILBAM XS



Ceļa apkārtmērs

	S	M	L	XL
B	30-33 cm	33-36 cm	36-39 cm	39-42 cm
Potītes apkārtmērs	19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm	25-27 cm

ĪSĀS ZEĶES



apavu izmērs (EU)

	S	M	L	XL
A	35-38	39-42	43-45	46-48

Kā pareizi uzvilkt Sportlast kompresijas zeķes?

Sportlast kompresijas zeķes ir unikāli produkti savā kategorijā, kas ir jālieto, ievērojot konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu pareizu kompresiju. Pārmērīgi nostiepjot vai sakrokojot zeķes, var izmainīt produktu funkcijas.



1. Ielieciet roku zeķes iekšpusē.
2. Satveriet papēdi zeķes iekšpusē.
3. Turiet papēdi un pagrieziet to, atstājot zeķes pēdas daļu bez pagriešanās.
4. Ievietojiet kāju līdz pirkstiem un pievērsiet uzmanību tam, lai papēdis būtu pareizi novietots uz vietas.



5. Pēc pareiza papēža uzvilšanas velciet zeķi līdz potītei. Nestiept. Nekrunkot.
6. Pēc potītes uzvilšanas lēnām velciet zeķi līdz ceļgalam. Pareizi uzvilktā zeķe ir bez krunkām un 2 pirkstu platumā zem ceļgala.

Kā pareizi mazgāt Sportlast kompresijas zeķes?

Mēs iesakām mazgāt kompresijas produktus vēsā ūdenī un ļaujiet viņiem izžūt dabiski. Neizmantojiet balinātājus, dzelzi. Pareizi kopjot, tie kalpos ilgu laiku.



MAZGĀT VĒSĀ
ŪDENI



CENTRIFUGĒT
SAUDZĪGI



NELIETOT
BALINĀTAJUS



NETĪRĪT
KĪMISKAJĀ
TĪRĪŠANĀ



NEGLUDINĀT

SKRIEŠANAS ENERGY PRO kompresijas zeķes

Šī līnija ir paredzēta visprasīgākiem sportistiem, tie, kas pieprasa ekipējuma augstāku izturību un kvalitāti. PRO līnija ir vispilnīgākā līnija no Sportlast, kas aptver vairākas disciplīnas no braukšanas ar velosipēdu, skriešanu un ziemas sporta veidiem. PRO līnija piedāvā vislabāko krāsu dažādību un dažādus speciālus tehniskus risinājumus atkarībā no katra sporta veida. Kompresijas tips: pakāpeniska kompresijas no 20 līdz 25mmHg. Speciāli stiprinājumi audumā pie Ahileja cīpslas, pie pēdas pacēluma un arī apakšstilba;

- Pakāpeniska kompresija 20 -25 mmHg.
- Clevertex® tehnoloģija
- 3D layer, mikrošķiedru tehnoloģija pēdās
- Gaisu caurlaidīgs materiāls



Materiāls: Poliamīds 87%, Elastāns 13%

Lūdzu, ievērot preces lietošanas norādes!

Lūdzu, ievērot zeķes precīzu uzvilšanas instrukciju.

Zeķi uzvelk pakāpeniski, sākot no pirkstu galiem, nekrokojot, līdz papēdim, precīzi apņemot pēdu; no papēža līdz ceļgalam zeķes atlikušo daļu pakāpeniski uzrullē, nestiepjot un nekrokojot!

Paredzētais zeķes izmērs anatomiski precīzi atbilst pēdas un apakšstilba izmēram, apņemot locītavas un muskuļus vienotā "sistēmā". Pareizi uzvelkot zeķi, un sākot skriešanu ir komforta sajūta.

Zeķes novilkšana pretējā secībā, kā uzvilšana. Sargājiet zeķes materiālu no asiem priekšmetiem!